

Pret: 45 RON / 3 kg (450.000 lei)*Noritake*

Noritake Ace Rock

**GHIPS EXTRA DUR (clasa IV)
PENTRU MODELE DE LUCRU**

Noritake Ace Rock este un ghips extra dur pentru tehnicieni experimentati. Datorita materiei prime folosite la fabricarea acestui produs, ghips sintetic pur, se obtin modele de lucru excelente, cu o suprafata foarte fina si neteda.

Caracteristici :

1. Datorita fluiditatii excelente, reda cu precizie toate detaliile amprentei.
2. Vascozitatea optima faciliteaza turnarea usoara a modelului.
3. Produce suprafete netede si fine cu orice material de amprentare.
4. Rezistenta la compresie in stare umeda este optima, facand posibila o ajustare/taiere facila inainte de uscare, si producand o duritate excelenta pentru un ghips extra dur, dupa uscare.

Aplicatii :

Modele de lucru pentru coroane, punti, proteze totale sau partiale.

Instructiuni de folosire :

1. Folositi **20 ml de apa la 100 grame** de Noritake Ace Rock.
2. Amestecati in vacuum malaxor timp de 60 secunde.
3. Folositi o masuta vibratorie in timp ce turnati ghipsul in amprenta.
4. Indepartati modelul din amprenta dupa 40 de minute.

Proprietati fizice :

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Timpul de priza | (Min.) | 10 |
| Dilatatare de priza (dupa 2 ore.) | (%) | 0.08 |
| Rezistenta la compresie (dupa 1h) | (MPa) | 64.0 |
| Rezistenta la compresie (dupa uscare) | (MPa) | 125.0 |